

CRÈME FRAÎCHE ÉPAISSE

TRAIRE




COLLECTER
(48h)



ANALYSER




DÉPOTAGE
À LA LAITERIE
STOCKAGE



ANALYSER



ÉCRÉMER
DOSER LA CRÈME
(STANDARDISATION
30% DE MATIÈRE GRASSE)



PASTEURISER
(92°-30s)



REFROIDIR



ANALYSER



FERMENTS
LACTIQUES



ENSEMENCER
ET LAISSER MATURER
(20h)

CONDITIONNER,
REFROIDIR ET STOCKAGE
AU FROID (4°C)



ANALYSER
(ANALYSES LIBÉRATOIRES)



Source : CNIEL